















Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
Aqualarm® U.P. 	BAUSCH + LOMB	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Povidone 2 % - Excipients - Sans conservateurs - Utilisable 3 mois après ouverture 	<ul style="list-style-type: none"> - Afin d'instiller une goutte d'Aqualarm® U.P. dans le cul de sac conjonctival inférieur, appuyer brièvement mais fermement sur le repose-pouce. - Grâce au dosage automatique, une goutte est libérée à chaque pompage. Fermer l'œil et le faire bouger lentement afin de répartir la solution de confort sur la surface de l'œil de façon optimale. - Il n'est pas nécessaire de retirer la lentille de contact avant application. 	CE 0483	Flacon de 10 ml (avec système de pompe brevetée)
Aqualarm® Intensive UD unidoses 	BAUSCH + LOMB	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Acide hyaluronique 0,24 % - Excipients 	<ul style="list-style-type: none"> - Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil. - Cligner des yeux pour répartir de façon optimale sur la surface de l'œil. - Renouveler aussi souvent que nécessaire. - Il n'est pas nécessaire de retirer la lentille de contact avant application. 	CE 0483	30 unidoses de 0,5 ml
Aqualarm® U.P. Intensive 	BAUSCH + LOMB	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Acide hyaluronique 0,24 % - Excipients - Sans conservateurs - Utilisable 3 mois après ouverture (6 mois à partir de juin 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> - Afin d'instiller une goutte d'Aqualarm® U.P. Intensive dans le cul de sac conjonctival inférieur, appuyer brièvement mais fermement sur le repose-pouce. - Grâce au dosage automatique, une goutte est libérée à chaque pompage. Fermer l'œil et le faire bouger lentement afin de répartir la solution de confort sur la surface de l'œil de façon optimale. - Il n'est pas nécessaire de retirer la lentille de contact avant application. 	CE 0483	Flacon de 10 ml (avec système de pompe brevetée)
blink Contacts 	AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,15 % - Chlorure de sodium, potassium, calcium et magnésium - Dans le flacon : conservateur OcuPure, qui se neutralise à la lumière 	<ul style="list-style-type: none"> Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil selon les besoins. Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact. Pour un confort supplémentaire, instiller 1 ou 2 gouttes sur chaque lentille avant leur pose. 	CE 0483	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte de 20 unidoses de 0,35 ml - Flacon de 10 ml
blink intensive tears 	AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Agent mouillant : Polyéthylène glycol 400 : 0,25 - Lubrifiant : hyaluronate de sodium 0,20 % - Dans le flacon : conservateur OcuPure, qui se neutralise à la lumière 	<ul style="list-style-type: none"> Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil selon les besoins aussi fréquemment que nécessaire. Cligner plusieurs fois des yeux afin de les humidifier. Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact. 	CE 0483	<ul style="list-style-type: none"> - Flacon de 10 ml - Boîte de 20 unidoses de 0,40 ml

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
blink intensive tears plus		AMO	LS/LR	<ul style="list-style-type: none"> - Polyéthylène glycol 400 : 0,25 ml - Hyaluronate de sodium : 0,38 % - Borate de sodium - Acide borique - Chlorure de sodium, potassium, Calcium et manganèse - Eau purifiée - Dans le flacon : conservateur OcuPure, qui se neutralise à la lumière 	Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil selon les besoins aussi fréquemment que nécessaire. Cligner plusieurs fois des yeux afin de les humidifier.	CE 0483	- Flacon de 10 ml
blink-n-clean®		AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Trométhamine - Hydroxypropylmethyl cellulose - Tyloxapol - EDTA - Polyhexaméthylène biguanide - NaCl - Dans le flacon : conservateur OcuPure, qui se neutralise à la lumière 	Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil (jusqu'à 4 fois par jour) Cligner des yeux pour nettoyer. Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact.	CE 0483	- Flacon de 15 ml
blink Refreshing		AMO	LS / LR	Unidose <ul style="list-style-type: none"> - Alcool polyvinylique 1,4 - Edétate disodique 0,01 Flacon <ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,15% - Chlorure de sodium, potassium, calcium et magnésium - Dans le flacon : conservateur OcuPure, qui se neutralise à la lumière 	Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque œil selon les besoins aussi fréquemment que nécessaire. Cligner plusieurs fois des yeux afin de les humidifier. Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact.	CE 0483	- Boîte de 20 unidoses de 0,50 ml - Flacon de 10 ml
LACRIFRESH CLEANING		2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Poloxamer : 0,25 % - Povidone : 1 % - EDTA - Polyhexanide : 0,00001 % 	Nettoie les dépôts, lubrifie et hydrate tous les types de lentilles de contact. Sans retirer les lentilles de contact, instiller 2 gouttes dans chaque œil puis battre des paupières plusieurs fois. Peut être utilisé jusqu'à 4 fois par jour.	CE 0318	- Flacon de 15 ml
LACRIFRESH COMFORT		2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Povidone 1 % - EDTA 0,1 % - Polyhexanide : 0,00001 % 	Soulage les gênes oculaires ponctuelles liées à des environnements défavorables (voyages en avion, air conditionné, climats extrêmes, etc...) Instiller 2 gouttes de Lacrifresh Comfort dans chaque œil, selon les besoins. Cligner 2/3 fois sans retirer les lentilles.	CE 0318	- Flacon de 15 ml

Hydratation - Lubrification

Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
LACRIFRESH MOISTURE 	2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,10% - EDTA 0,1 % - Polyhexanide : 0,00001 % (uniquement flacon 15 ml) 	Soulage les symptômes d'irritation, de sécheresse et de fatigue oculaire. Instiller 2 gouttes de Lacrifresh Moisture dans chaque oeil, selon les besoins. Cligner 2/3 fois sans retirer les lentilles.	CE 0318	<ul style="list-style-type: none"> - Flacon de 15 ml - Unidoses (sans conservateurs) : 20 x 0,4 ml
OPTI-FREE® PRO® hydratant 	ALCON	LS y compris silicone hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> - Propylène glycol - Hydroxylpropyl Guar (HP Guar) - Acide borique - Sorbitol - POLYQUAD® (conservateur) - Polyéthylène glycol 400 	Agitation avant utilisation. Instillation de 1 à 2 gouttes pendant le port de lentilles de contact. Clignement des yeux 2 à 3 fois. Utilisation également possible avant de positionner les lentilles sur l'oeil, en mettant 1 à 2 gouttes au creux de la lentille de contact..	CE 0123	- Flacon de 10 ml
OPTI-FREE® PRO® lubrifiant 	ALCON	LS y compris silicone hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> - Propylène glycol - Hydroxylpropyl Guar (HP Guar) - Acide borique - Sorbitol - POLYQUAD® (conservateur) - Huile minérale/ émulsion phospholipide 	Agitation avant utilisation. Instillation des gouttes avant la pose et/ou après le retrait des lentilles de contact. Instillation de 1 à 2 gouttes dans l'oeil concerné selon besoin.	CE 0123	- Flacon de 10 ml

Produits cosmétiques - Hygiène

Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	Conditionnement
blink-lid-clean® 	AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Eau - Lauryl glucoside - Glycérine - PVP - Chamomilla recutita - Triglycérade caprylique/caprique - Polysorbate 20 - Phosphate de sodium - Chlorure de sodium - Phosphate disodique - Disodium EDTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Sortez la lingette du sachet - Fermez l'œil et passez doucement la lingette sur la paupière et les cils plusieurs fois - Utilisez une nouvelle lingette pour chaque œil - Jetez la lingette après utilisation - Aucun rinçage n'est nécessaire 	Boîte de 20 lingettes stériles à usage unique - sans conservateur - hypoallergénique